

Notice

PRELEVEMENTS DE POUMONS pour le dépistage de la pneumonie enzootique (PE) par PCR

Pour le transport des poumons depuis l'abattoir en toute sécurité, nous vous proposons d'utiliser comme matériel de transport les Dispobox, caisses jaunes que la Poste suisse met à disposition de ses clients. Les poumons, emballés dans un sachet plastique, seront déposés dans un seau en plastique ; **ce dernier sera, par mesure de sécurité supplémentaire, lui-même emballé dans un sac plastique.**

La location des Dispobox est du ressort de l'abattoir, les seaux et sachets en plastique peuvent être obtenus gratuitement chez nous. Cette procédure garantit un transport sûr et étanche du matériel infectieux.

Nous prions les "petits" abattoirs, qui n'utiliseront pas les Dispobox, d'emballer eux-mêmes les poumons dans sachets et seaux en plastique et de les envoyer dans un carton adéquat.

Dans tous les cas, il est impératif de veiller à l'étanchéité du paquet.

Nous vous recommandons de nous envoyer les poumons par Express.

Poumons : Envoyer **3** poumons par porcherie, en choisissant les poumons les plus atteints. Lors de l'envoi de 2 poumons altérés seulement, un 3^e poumon peut être joint à l'envoi, **le prix étant identique pour 2 ou 3 poumons.**

Les seaux et sachets en plastique peuvent être obtenus gratuitement chez nous :

- Seau en plastique d'une contenance de 3 litres : pour 3 poumons

Institut Galli-Valerio
Laboratoire d'analyses vétérinaires
Rue César-Roux 37
1014 Lausanne

Tél. 021/316 39 00